

Scheda Prodotto

SINTOLIN RTS

Solubile rettifica metalli - Ediz. 1/2006

Descrizione

Lubrorefrigerante sintetico solubile long life contenente un selezionato pacchetto di specifici additivi antiruggine ed EP.

Il prodotto non contiene basi minerali, ammine secondarie, cloro, nitriti, fenolo.

Applicazioni

Il SINTOLIN RTS trova applicazione in operazioni generiche di rettifica di materiali ferrosi. Presenta soluzioni dotate di elevata stabilità anche in presenza di acque dure, spiccate caratteristiche detergenti ad antiruggine che consentono l'ottimale pulizia dei pezzi lavorati e delle mole.

Concentrazioni d'uso operazioni di rettifica: 2,5-4%

Concentrato	Emulsione
Aspetto: liquido limpido	Aspetto: trasparente
Colore: giallo	pH al 3% in acqua: 9,2-9,7
Densità (20° C): 1,06 kg/l	Fattore rifrattometrico: 3,3

Benefici

Eccellente detergenza.

Elevato potere antiruggine.

Bassa tendenza alla formazione di schiuma.

Elevata compatibilità sull'intera gamma di materiali ferrosi.

Buona compatibilità ambientale.

Stoccaggio

Le condizioni di stoccaggio prevedono temperature comprese tra 0 e 40°C.

Proteggere dal gelo ed evitare lo stoccaggio sotto il sole diretto.

Mantenere il prodotto negli appositi imballi. Il prodotto è stabile nel tempo ma può essere sensibile agli sbalzi di temperatura. Per avere garanzia di prestazione si consiglia l'impiego entro i sei mesi dalla data di acquisto.

Note

Quando si usa per la prima volta il SINTOLIN RTS, è consigliabile pulire e sterilizzare l'impianto di ricircolo del lubrorefrigerante. A tale scopo è efficace l'uso di TECHNICLEAN MTC 3 che va aggiunto in ragione dell'1,5% nell'emulsione da sostituire, per ca 8-12 ore prima del cambio, senza che la macchina debba subire interruzione di lavoro.